

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU MASSAGE

SANYO


DR 5700-B2B

- Version Entreprise avec Monnayeur.
- 1 Programme Automatiques de 8 minutes.
- 100% Main Libre.
- Position Zéro Gravity.
- Nouvelle Technique de Vibrations Rythmiques.
- Détection des Tensions Musculaires.
- Capteur de Morphologie.
- Réflexologie Pressothérapie.




Détection des Tensions Musculaires.

Les tensions musculaires sont détectées à partir d'un capteur du rythme cardiaque et du taux de sudation. Les tensions découvertes après le scan sont symbolisées sur l'écran par des points rouges et le massage sera adapté et réactualisé en temps réel.



Position Zéro Gravity

Dans cette position découverte par la NASA, les jambes sont élevées et le dos incliné. Le poids du corps est distribué uniformément. La circulation du sang et l'oxygénation du cerveau sont ainsi facilitées. Les jambes s'allègent puisque le sang remonte plus facilement vers le cœur. Cette position de confort absolu permet une précision du massage des cervicales comme des lombaires.




Réflexologie Pressothérapie.

La réflexologie s'effectue par des semelles shiatsu ondulantes qui stimulent la circulation du sang. La pressothérapie des chevilles et des mollets entraîne un drainage lymphatique des membres inférieurs. Ce double effet favorise ainsi le relâchement musculaire du bas du corps.

100% Main Libre

Utilisation de la télécommande simplifiée en trois étapes.



Nouvelle Technique de Vibrations Rythmiques.

Cette nouvelle technique exclusive de Sanyo renvoie des ondes de vibration qui pénètrent profondément les muscles dorsaux. Celle-ci favorise une bonne circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires.



Monnayeur.

Différents monnayeurs possibles (jetons, pièces de monnaie).